

## ZDRAVOTNÍ POMUCKY HOLÝŠOV

### **Půjčovna pomůcek – obecné informace k zapůjčení přístrojů:**

- Přístroje jsou nakupovány u autorizovaných prodejců
- Po každé zápůjčce jsou kontrolovány a dezinfikovány
- Jsou v záruční době
- **Záloha** je splatná v hotovosti, či převodem na účet pronajímatele před samotným zapůjčením přístroje, a vrací se až dojde k navrácení přístroje pronajímateli
- Pronajímatel má právo zálohu nevrátit v případě, že dojde k poškození přístroje zákazníkem
- **Zákazník je povinen pronajímateli** nahlásit případnou či domnělou nefunkčnost přístroje
- V případě, že má zákazník **podezření na nesprávnou funkčnost přístroje** – je povinen toto bezprostředně ohlásit pronajímateli a ten zajistí výměnu přístroje na vlastní náklady
- **U monitorů dechu**, pokud je nutnost mít dítě v náklonu podložky, je nutné naklonit rošt postýlky do sklonu a monitor položit přímo na rošt pod matraci, jinak není možné zaručit jeho správnou funkčnost snímání
- Zákazník vždy obdrží zcela nové baterie k zapůjčovanému přístroji
- Na podložkách monitoru dechu není možné snímat dítě starší dvou let
- Zákazník uchovává originální obaly od přístrojů a zachází s přístrojem v souladu s běžným používáním tohoto přístroje
- Pokud dítě váží pod 2500 gramů je nutné pokládat ho přímo na podložku (nedáváme podložku pod matraci)
- Zákazník sám neopravuje ani nezasahuje do přístroje, výjimkou je pouze výměna baterií za nové
- **U kojeneckých vah** vždy dbá na to, aby bylo dítě váženo ve stejném oblečení a sejně poloze, pokud je váženo z důvodu krmení dítěte
- **Antidekubitní matrace** je uložena na lůžko dle pokynů a nepřenáší se z místa na místo, musí být vždy zapojena v síti, neboť pracuje pouze v režimu síťového napájení, nelze jej přepnout do režimu baterií

**PhDr. Mgr. Jana Koptíková**

Sídlo: Blatnice č.p. 194, 330 25 Blatnice

IČ: 06049427

Poskytování soukromé konzultační služby, školení a semináře, edukační činnosti v oblasti ošetřovatelství.

---

- **Antidekubitní matrace** je nastavena na váhu toho, kdo na ní leží, a je nutné, aby toto nastavení bylo optimální – s tímto poradí náš odborník PhDr. Jana Koptíková
- **Antidekubitní matrace** nezaručuje, že nedojde k proleženinám. Je to pouze pomocný prostředek a je nezbytně nutné, aby byl nemocný **pravidelně polohován a kontrolován** jeho stav pokožky na zejména predilekčních místech, aby nedocházelo k otlakům a posléze proleženinám
- **Pronajímatel ani výrobce nenesou žádnou odpovědnost** za případné poruchy přístroje, které mohou způsobit jeho špatnou funkčnost, a to zejména z důvodu, že nemá po dobu půjčení přístroj pod svým přímým dohledem a zákazník toto bere na vědomí a souhlasí s tím

**Poučení a pokyny jsem četl/a, a souhlasím se zapůjčením přístroje na vlastní zodpovědnost.**